


· Für HF- und RF-Generatoren geeignet  
Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar  
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)  
Autoclavable (134° C)

Ø 1,6 mm



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>404-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Drahtschlingenelektrode <i>Wire loop electrode</i>
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 3 mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>405-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Drahtschlingenelektrode <i>Wire loop electrode</i>
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 5 mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>406-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Drahtschlingenelektrode <i>Wire loop electrode</i>
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 8 mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp




<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>401-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Nadelelektrode <i>Needle electrode</i>
<b>Maße   dimensions</b>	0,2mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet  
Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar  
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)  
Autoclavable (134° C)

Ø 1,6 mm



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>402-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Nadelelektrode abgewinkelt Needle electrode angular
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 0,2 mm
<b>VPE   unit</b>	1
<b>Umax</b>	4,3 kVp



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>416-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Koagulationsnadelelektrode Coagulation needle electrode
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 1,5 mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>417-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Kugelelektrode, abgewinkelt Ball electrode, angular
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 1,7 mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp




<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>417-1</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Kugelelektrode, Ball electrode
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 1,7 mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet  
Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar  
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)  
Autoclavable (134° C)

Ø 1,6 mm



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>418-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Kugelelektrode abgewinkelt <i>Ball electrode angular</i>
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 3 mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>418-1</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Kugelelektrode <i>Ball electrode</i>
<b>Maße   dimensions</b>	Ø 3 mm
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>419-0</b>
<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	Koagulations - und Fulgurationselektrode <i>Coagulation - and Fulgurationelectrode</i>
<b>Maße   dimensions</b>	
<b>VPE   unit</b>	5
<b>Umax</b>	4,3 kVp