


· Für HF- und RF-Generatoren geeignet  
Applicable for HF- and RF-generators


· Wiederverwendbar  
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)  
Autoclavable (134° C)

· Sechskant Verdrehschutz  
With hexagon-anti-twist protection



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>274-6</b>	<b>VPE   unit</b>	1
<b>Maße   dimensions</b>	150 mm	<b>Umax</b>	4,3 kVp
<b>Beschreibung   description</b>	Elektrodenverlängerung Extension for electrodes		



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>274-5</b>	<b>VPE   unit</b>	1
<b>Maße   dimensions</b>	100 mm	<b>Umax</b>	4,3 kVp
<b>Beschreibung   description</b>	Elektrodenverlängerung Extension for electrodes		




<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>274-4</b>	<b>VPE   unit</b>	1
<b>Maße   dimensions</b>	80 mm	<b>Umax</b>	4,3 kVp
<b>Beschreibung   description</b>	Elektrodenverlängerung Extension for electrodes		

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet  
Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar  
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)  
Autoclavable (134° C)

· Sechskant Verdreherschutz  
With hexagon-anti-twist protection



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>374-6</b>	<b>VPE   Unit</b>	1
<b>Maße   dimensions</b>	140 mm	<b>Umax</b>	4,3 kVp
<b>Beschreibung   description</b>	Elektrodenverlängerung Extension for electrodes		



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>374-5</b>	<b>VPE   Unit</b>	1
<b>Maße   dimensions</b>	90 mm	<b>Umax</b>	4,3 kVp
<b>Beschreibung   description</b>	Elektrodenverlängerung Extension for electrodes		



<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>374-4</b>	<b>VPE   Unit</b>	1
<b>Maße   dimensions</b>	70 mm	<b>Umax</b>	4,3 kVp
<b>Beschreibung   description</b>	Elektrodenverlängerung Extension for electrodes		