


· Für Elektroden mit 4 & 2,4 mm Schaft  
For electrodes with 4 & 2.4 mm shaft

· Mit Sechskant-Verdrehsicherung  
With hexagon-anti-twist protection

· Bis zu 300-mal resterilisierbar  
Up to 300 resterilization cycles



## HF-Handgriff PREMIUM HF-pencil PREMIUM



# PREMIUM

<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92047</b>		
<b>Beschreibung   description</b>	HF-Handgriff Erbe für <b>4 mm</b> -Schaft-Elektroden mit 2 Tasten HF-pencil Erbe for <b>4 mm</b> -shaft-electrodes with 2 buttons		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp

<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92048</b>		
<b>Beschreibung   description</b>	HF-Handgriff Erbe für <b>2,4 mm</b> -Schaft-Elektroden mit 2 Tasten HF-pencil Erbe for <b>2.4 mm</b> -shaft-electrodes with 2 buttons		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp

## Anschluss | connection


<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92070</b>	<b>92071</b>
<b>Länge   length</b>	4 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Kabel/Cable Erbe ICC/ACC, Storz	



· Für Elektroden mit 4 & 2,4 mm Schaft  
For electrodes with 4 & 2.4 mm shaft

· Mit Sechskant-Verdrehsicherung  
With hexagon-anti-twist protection

· Bis zu 300-mal resterilisierbar  
Up to 300 resterilization cycles



## HF-Handgriff PREMIUM HF-pencil PREMIUM



# PREMIUM

<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92043</b>		
<b>Beschreibung   description</b>	HF-Handgriff Berchtold für <b>4 mm</b> -Schaft-Elektroden mit 2 Tasten HF-pencil Berchtold for <b>4 mm</b> -shaft-electrodes with 2 buttons		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp


<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92044</b>		
<b>Beschreibung   description</b>	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> -Schaft-Elektroden mit 2 Tasten HF-pencil Berchtold for <b>2.4 mm</b> -shaft-electrodes with 2 buttons		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp

## Anschluss | connection

<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92041</b>	<b>92040</b>
<b>Länge   length</b>	4 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Kabel/Cable Martin, Berchtold, Integra	



- Für Elektroden mit 4 mm Schaft  
*For electrodes with 4 mm shaft*
- Mit Sechskant-Verdrehsicherung  
*With hexagon-anti-twist protection*
- Bis zu 300-mal resterilisierbar  
*Up to 300 resterilization cycles*



### HF-Handgriff PREMIUM HF-pencil PREMIUM




**PREMIUM**


<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	HF-Handgriff für 4 mm-Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-pencil for 4 mm-shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons</i>		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp

### Anschluss | connection

<b>Artikel-Nr.   item code</b>	92247	
<b>Länge   length</b>	5 m	
<b>Beschreibung   description</b>	Erbe ICC/ACC, Storz	
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	92241	92243
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Martin, Berchtold, Integra	
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	92246	92245
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Valleylab, Internat. Modelle 3 Pin	



- Für Elektroden mit 2,4 mm Schaft  
*For electrodes with 2.4 mm shaft*
- Mit Sechskant-Verdrehsicherung  
*With hexagon-anti-twist protection*
- Bis zu 300-mal resterilisierbar  
*Up to 300 resterilization cycles*



### HF-Handgriff PREMIUM HF-pencil PREMIUM



**PREMIUM**

<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> -Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-pencil for 2.4 mm-shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons</i>		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp

### Anschluss | connection


<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92251</b>	
<b>Länge   length</b>	5 m	
<b>Beschreibung   description</b>	Erbe ICC/ACC, Storz	
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92248</b>	
<b>Länge   length</b>	5 m	
<b>Beschreibung   description</b>	Martin, Berchtold, Integra	
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92242</b>	<b>92244</b>
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Valleylab, Internat. Modelle 3 Pin	



- Für Elektroden mit 4 mm Schaft  
*For electrodes with 4 mm shaft*
- Mit Sechskant-Verdrehsicherung  
*With hexagon-anti-twist protection*
- Bis zu 200-mal resterilisierbar  
*Up to 200 resterilization cycles*



4,0 mm



Für weitere Informationen:  
For more information:



### HF-Handgriff evoline HF-pencil evoline




evoline


<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	HF-Handgriff für 4 mm-Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-pencil for 4 mm-shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons</i>		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp

### Anschluss | connection

<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92746</b>	<b>92747</b>
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Erbe ICC/ACC, Storz	
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92741</b>	<b>92743</b>
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Martin, Berchtold, Integra	
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92740</b>	<b>92745</b>
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Valleylab, Internat. Modelle 3 Pin	



- Für Elektroden mit 4 mm Schaft  
*For electrodes with 4 mm shaft*
- Mit Sechskant-Verdrehsicherung  
*With hexagon-anti-twist protection*
- Bis zu 200-mal resterilisierbar  
*Up to 200 resterilization cycles*



Für weitere Informationen:  
For more information:



### HF-Handgriff evoline HF-pencil evoline




evoline

<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> -Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten/ <i>HF-pencil for <b>2.4 mm</b>-shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons</i>		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp

### Anschluss | connection

<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92750</b>	<b>92751</b>
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Erbe ICC/ACC, Storz	
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92749</b>	<b>92748</b>
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Martin, Berchtold, Integra	
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92742</b>	<b>92744</b>
<b>Länge   length</b>	3 m	5 m
<b>Beschreibung   description</b>	Valleylab, Internat. Modelle 3 Pin	



## HF-Handgriffe ohne Tasten


HF-pencils without buttons

www.reger-med.de

· Für Elektroden mit 4 & 2,4 mm Schaft  
For electrodes with 4 & 2.4 mm shaft


· Mit Sechskant-Verdrehsicherung  
With hexagon-anti-twist protection

· Bis zu 300-mal resterilisierbar  
Up to 300 resterilization cycles

 4 mm & 2,4 mm

 134°C  
Autoclave  
273°F

 0483



### HF-Handgriff ohne Tasten HF-pencil without buttons



#### Beschreibung description

HF-Handgriff für 4 mm-Schaft-Elektroden, mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten, mit Federkorb zum Stecken  
HF-Pencil for 4 mm-shaft-electrodes, cable integrated, without buttons, with spring cage for plugging

VPE | unit

1

Umax

4,3 kVp

#### Anschluss | connection

Artikel-Nr. | item code

92645

Beschreibung | description

4 mm Stecker / 4 mm plug

Länge | length

5 m



### HF-Handgriff ohne Tasten HF-pencil without buttons



#### Beschreibung description

HF-Handgriff für 2,4 mm-Schaft-Elektroden, mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten, mit Federkorb zum Stecken  
HF-Pencil for 2,4 mm-shaft-electrodes, cable integrated, without buttons, with spring cage for plugging

VPE | unit

1

Umax

4,3 kVp

#### Anschluss | connection

Artikel-Nr. | item code

92644

Beschreibung | description

4 mm Stecker / 4 mm plug

Länge | length

5 m




## HF-Handgriffe ohne Tasten

HF-pencils without buttons

www.reger-med.de

- Für Elektroden mit 1,6 mm Schaft  
For electrodes with 1.6 mm shaft
- Mit Sechskant-Verdrehsicherung  
With hexagon-anti-twist protection
- Bis zu 300-mal resterilisierbar  
Up to 300 resterilization cycles



### HF-Handgriff ohne Tasten HF-pencil without buttons



<b>Beschreibung</b> description	HF-Handgriff für <b>1,6 mm</b> -Schaft-Elektroden, ohne integrierten Tasten & Kabel, mit Spannkappe HF-Pencil for <b>1.6 mm</b> -shaft-electrodes, without buttons cable integrated, with a chuck		
<b>VPE   unit</b>	1	<b>Umax</b>	4,3 kVp

### Anschluss | connection

<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92098</b>
<b>Beschreibung   description</b>	Erbe ICC/ACC, Storz
<b>Länge   length</b>	3 m
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92097</b>
<b>Beschreibung   description</b>	Martin, Berchtold, Integra
<b>Länge   length</b>	3 m
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92096</b>
<b>Beschreibung   description</b>	4mm Stecker / 4 mm plug
<b>Länge   length</b>	3 m
<b>Artikel-Nr.   item code</b>	<b>92300</b>
<b>Beschreibung   description</b>	Ellman
<b>Länge   length</b>	3 m

