


· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)



Artikel-Nr. item code	711-3		
Maße dimensions	330 mm		
VPE unit	1	Umax	1,3 KVp
Beschreibung description	Spatelektrode Spatula electrode		



Artikel-Nr. item code	711-5		
Maße dimensions	330 mm		
VPE unit	1	Umax	1,3 KVp
Beschreibung description	L-Hakenelektrode L-hook electrode		



Artikel-Nr. item code	711-4		
Maße dimensions	330 mm		
VPE unit	1	Umax	1,3 KVp
Beschreibung description	J-Hakenelektrode J-hook electrode		




Artikel-Nr. item code	711-7		
Maße dimensions	330 mm		
VPE unit	1	Umax	1,3 KVp
Beschreibung description	Knopfelektrode Button electrode		



· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)

Ø 4 mm



Für weitere Informationen:
For more information:



Dunkle Keramik
Endoskopie-Kamera optimiert
Dark ceramic
Endoscopic camera optimized



Artikel-Nr. item code	709-3	710-3
Maße dimensions	330 mm	330 mm
VPE unit	1	
U_{max}	1,3 kVp	
Beschreibung <i>description</i>	Spatelektrode mit Keramikisolation <i>Spatula electrode with ceramic insulation</i>	



Artikel-Nr. item code	709-5	710-5
Maße dimensions	330 mm	330 mm
VPE unit	1	
U_{max}	1,3 kVp	
Beschreibung <i>description</i>	L-Hakenelektrode mit Keramikisolation <i>L-hook electrode with ceramic insulation</i>	



Artikel-Nr. item code	709-4	710-4
Maße dimensions	330 mm	330 mm
VPE unit	1	
U_{max}	1,3 kVp	
Beschreibung <i>description</i>	J-Hakenelektrode mit Keramikisolation <i>J-hook electrode with ceramic insulation</i>	




Artikel-Nr. item code	709-7	710-7
Maße dimensions	330 mm	330 mm
VPE unit	1	
U_{max}	1,3 kVp	
Beschreibung <i>description</i>	Knopfelektrode mit Keramikisolation <i>Button electrode with ceramic insulation</i>	




· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)



Mit universal Absaug-/ Spülanschluss
With universal suction / irrigation connector



Artikel-Nr. item code	715-3		
Maße dimensions	330 mm		
VPE unit	1	Umax	1,3 kVp
Beschreibung description	Spatelektrode Spatula electrode		




Artikel-Nr. item code	715-4		
Maße dimensions	330 mm		
VPE unit	1	Umax	1,3 kVp
Beschreibung description	L-Hakenelektrode L-hook electrode		




Artikel-Nr. item code	715-5		
Maße dimensions	330 mm		
VPE unit	1	Umax	1,3 kVp
Beschreibung description	J-Hakenelektrode J-hook electrode		

330 mm



- Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators
- Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)
- Ø 3 mm Schaft
Ø 3 mm shaft

Ø 4 mm



Für weitere Informationen:
For more information:



Ø 3 mm Schaft
Ø 3 mm shaft



Ø 11,5 mm



Artikel-Nr. item code	730-1		
Maße dimensions	295 mm		
VPE unit	1	Umax	4,3 kVp
Beschreibung description	L-Hakenelektrode L-hook electrode		



Artikel-Nr. item code	730-2		
Maße dimensions	295 mm		
VPE unit	1	Umax	4,3 kVp
Beschreibung description	J-Hakenelektrode J-hook electrode		



Artikel-Nr. item code	730-3		
Maße dimensions	295 mm		
VPE unit	1	Umax	4,3 kVp
Beschreibung description	Knopfelektrode Button electrode		

295 mm

