

Aktuell: Mikrodissektions-Nadeln

Antihafteigenschaften, wiederverwendbar!


REGER
+medizintechnik gmbh

Silcherstr. 1
78667 Villingendorf
Telefon +49 (0)741 348562-0
Telefax +49 (0)741 348562-1
www.reger-med.de
info@reger-med.de




Antihaft-Mikrodissektions-Nadeln mit Wolframspitze ... für präzises Schneiden und Koagulieren

Feine Nadel
L = 4,0 mm
Ø = 0,25 mm



Antihafteffekt durch
Wolfram-Sintermetalllegierung

Starke Nadel
L = 5,0 mm
Ø = 0,5 mm



Mit Keramikisolation



Anwendungsgebiet, Schwerpunkt:

Plastische Chirurgie

- Face Lifting
- Lidkorrektur
- Nasenkorrektur
- Brustoperation
- Haartransplantation
- Bauchdeckenstraffung

In verschiedenen Längen und Schaftdurchmessern erhältlich: 1,6 mm; 2,4 mm; 4,0 mm!
Siehe Hauptkatalog ab Seite 26 zum Download unter www.reger-med.de