





evoline

Mit diesem HF-Zubehör-Set bieten wir Ihnen die gängigen Elektroden zu noch interessanteren Konditionen.

With this set of HF-accessories we offer you well-established electrodes at even more interesting conditions.



Sechskant-Verdrehsicherung
Hexagon-anti-twist protection

	4 mm Schaft shaft	2,4 mm Schaft shaft	Bezeichnung Designation
	600-0	660-0	Kugelelektrode; Ø 2,5 mm; VPE = 10 St. Ball electrode; Ø 2.5 mm; packing unit = 10 pcs.
	601-0	661-0	Spatelelektrode; 20 x 2,5 mm; VPE = 10 St. Spatula electrode; 20 x 2.5 mm; packing unit = 10 pcs.
	602-0	662-0	Nadelelektrode; 20 x Ø 0,8 mm; VPE = 10 St. Needle electrode; 20 x Ø 0.8 mm; packing unit = 10 pcs.
	630-0	690-0	Kugelelektrode; Ø 4 mm; Schaft 100 mm; VPE = 1 St. Ball electrode; Ø 4 mm; shaft 100 mm; packing unit = 1 pcs.
	631-0	691-0	Messerelektrode; 20 x 2,5 mm; Schaft 100 mm, VPE = 1 St. Knife electrode; 20 x 2.5 mm; shaft 100 mm; packing unit = 1 pcs.

HF-Elektroden

- Mit 4,0 mm und 2,4 mm Schaft
- Verarbeitung hochwertiger Edelmetalle und Kunststoffe
- Mehrfach verwendbar
- Wirtschaftlich: 25% günstiger

HF electrodes

- With a 4.0 mm and 2.4 mm shaft
- Processing of high-quality stainless steel and plastics
- Multiple use
- Economical: 25% cheaper