

APC Sonden

APC Probes



*Endoskopiesonden
für die Argon-Plasma-
Koagulation*

*Endoscopic Probes
for Argon Plasma
Coagulation*



Unsere Dynamik
- Ihre Effizienz

REGER
+ medizintechnik gmbh

www.reger-med.de

Gewerbestraße 10 | 78667 Villingendorf | Tel +49(0)741 2706980 | Fax +49(0)741 27069810 | info@reger-med.de

Artikel-Nr. item code	96100	
Beschreibung <i>description</i>	APC-Sonde Martin Erbe blau - Wiederverwendbar <i>APC probe Martin Erbe blue - reusable</i>	
Maße dimensions	2300 mm	2,3 mm
VPE unit	5	


Artikel-Nr. item code	96100-1	
Beschreibung <i>description</i>	Spüladapter für APC-Sonde Martin Erbe <i>Rinsing adapter for APC probe Martin Erbe</i>	
VPE unit	5	




Artikel-Nr. item code	96100s	
Beschreibung <i>description</i>	sterile APC-Sonde Martin Erbe grün - Einmalgebrauch <i>sterile APC probe Martin Erbe grün - singleuse</i>	
Maße dimensions	2300 mm	2,3 mm
VPE unit	10	

Die APC-Sonden sind für den Einsatz mit flexiblen Endoskopen im Bereich Gastroenterologie und Pneumologie entwickelt worden.


The APC probes have been developed for use with flexible endoscopes in the field of gastroenterology and pneumology.




Frontpipe
Argonbeam axial



Keramikisolation
Ceramic insulation



Distale Längenmarkierung (5x)
Distal length markings (5x)



Sonde im Einsatz
Probe in action