





evoline

Der neue evoline-Handgriff verbindet höchste Funktionalität mit ergonomischem Design. Dieser ist mit fünf verschiedenen Steckervarianten für die gängigsten Generatoren erhältlich.

The new evoline pencil combines utmost functionality with ergonomic design. It is available with 5 different plug models for the most common generators.





Handgriff mit Kabel für Elektroden mit 4 mm Schaft Pencil for 4 mm shaft electrodes with integrated cable



				
	Erbe ICC/ACC; Storz	Valleylab; Intern. Modelle 3 Pol	Berchtold; Integra	Erbe T-Modell
L = 3,0 m	92746	92740	92741	92752
L = 5,0 m	92747	92745	92743	-

Handgriff mit Kabel für Elektroden mit 2,4 mm Schaft Pencil for 2.4 mm shaft electrodes with integrated cable



				
	Erbe ICC/ACC; Storz	Valleylab; Intern. Modelle 3 Pol	Berchtold; Integra	Ellman
L = 3,0 m	92750	92742	92749	92753
L = 5,0 m	92751	92744	92748	-

Elektrodenhandgriffe

- Für Elektroden mit 2,4 mm und 4 mm Schaft
- Mit Sechskant-Verdrehsicherung
- Bis zu 150-mal resterilisierbar
- Ergonomisches Design

Pencil for Electrodes

- For electrodes with a shaft diameter of 2.4 mm and 4 mm
- With hexagon-anti-twist protection
- Up to 150 resterilization cycles
- Ergonomically designed