



**REGER**  
+medizintechnik

# Bipolare Arthroskopieelektroden

*Bipolar Arthroscopic Electrodes*



**BiVac**

Patented: EP3471642B1

**Bipolar Arthroscopic  
System with suction**









[www.reger-med.de](http://www.reger-med.de)

D-78667 Villingendorf | Gewerbestraße 10 | Tel +49 741 270 698-0 | [info@reger-med.de](mailto:info@reger-med.de)



| Arthroskopieelektrodeneinsatz<br>Arthroscopic electrode insert |                                                                                           |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 890-1s                                                                                    | L = 150 mm |    |
| Beschreibung<br>description                                    | Vaporisationselektrode mit Absaugung; 90°<br>Vaporisation electrode with suction; 90°     |            |                                                                                     |
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 890-6s                                                                                    | L = 150 mm |    |
| Beschreibung<br>description                                    | Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45°<br>Vaporisation electrode with suction; 45°     |            |                                                                                     |
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 890-5s                                                                                    | L = 150 mm |    |
| Beschreibung<br>description                                    | Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45°<br>Vaporisation electrode with suction; 45°     |            |                                                                                     |
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 890-7s <b>biegbar!<br/>bendable!</b>                                                      | L = 150 mm |    |
| Beschreibung<br>description                                    | Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45°<br>Vaporisation electrode with suction; 45°     |            |                                                                                     |
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 891-2s                                                                                    | L = 180 mm |    |
| Beschreibung<br>description                                    | Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45°<br>Vaporisation electrode with suction; 45°     |            |                                                                                     |
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 890-2s                                                                                    | L = 150 mm |    |
| Beschreibung<br>description                                    | Vaporisationselektrode; 70°<br>Vaporisation electrode; 70°                                |            |                                                                                     |
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 890-3s                                                                                    | L = 150 mm |  |
| Beschreibung<br>description                                    | Hakenelektrode fein; 90°<br>Hook electrode slim; 90°                                      |            |                                                                                     |
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 890-4s                                                                                    | L = 150 mm |  |
| Beschreibung<br>description                                    | Hakenelektrode verstärkt; 90°<br>Hook electrode reinforced; 90°                           |            |                                                                                     |
| Artikel-Nr.<br>item code                                       | 891-1s                                                                                    | L = 150 mm |  |
| Beschreibung<br>description                                    | Vaporisationselektrode ohne Absaugung; 90°<br>Vaporisation electrode without suction; 90° |            |                                                                                     |

  Products of Class IIa + IIb: CE 0483

| bipolare HF Kabel und HF-Handgriffe<br>bipolar HF cables and HF handles | Handgriff mit Tasten<br>Handle with buttons                                         | Handgriff mit Tasten<br>Handle with buttons                                         | Standard Handstück<br>Standard Handpiece                                            | Filigranes Handstück<br>filigrane Handpiece                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |  |  |  |  |
| Artikel-Nr.   item code                                                 | 92889-6                                                                             | 92889-14                                                                            | 92888-6                                                                             | 92888-16                                                                            |
| Länge   length                                                          | 4 m                                                                                 | 4 m                                                                                 | 4 m                                                                                 | 4 m                                                                                 |
| Beschreibung   description                                              | ARTro                                                                               | compatible to Arthrex with adapter 92397                                            | ARTro                                                                               | ARTro                                                                               |

sustainable,  
ecological

Non blocking

single-use

reusable

| Adapter                    |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.   item code    | 92390                                                                                 | 92392                                                                                 | 92389                                                                                 | 92397                                                                                 |
| Beschreibung   description | Arthrocare                                                                            | Mitek VUE                                                                             | Mitek VAPR 2/3                                                                        | Arthrex                                                                               |

Products of Class I: CE

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.   item code     | 888-0                                                  |
| Beschreibung<br>description | Schlauchstück mit Aufnahme<br>Tube part with connector |
| Länge   length              | 35 cm                                                  |


ARTro

|                            |                           |                            |            |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| Artikel-Nr.   item code    | 897-7                     | Artikel-Nr.   item code    | 897-10     |
| Beschreibung   description | Fußschalter   Foot switch | Beschreibung   description | ARTro Unit |

HF Generator / Product IIb: CE2274

**High-end HF-Generator**  
Der ARTro ist mit modernster Technik und Software ausgestattet. Der Generator wurde speziell für die Arthroskopie entwickelt.

**Highend HF unit**  
The ARTro is equipped with the latest technology and software. The unit was developed for arthroscopy especially.




### **Sichere Handhabung, maximale Wirtschaftlichkeit**

Die BiVac-Elektroden dienen zum Schneiden, Vaporisieren, Koagulieren und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.

### **Safe handling, maximum of efficiency**

The BiVac-Electrodes are designed for cutting, vaporisation, coagulation and thermal modification of soft tissue.

## **Beispiele für den Anwendungsbereich** *Sample Applications*



#### **Kniegelenk**

Meniskusteilresektion  
Plica synovialis  
Resektion  
Teilsynovektomie  
Lateral release

#### **Knee joint**

Partial meniscal  
resection  
Plica synovialis  
resection  
Partial synovectomy



#### **Hüftgelenk**

Synovektomie  
Knorpelglättung  
Labrum  
Teilresektion

#### **Hip joint**

Synovectomy  
Cartilage smoothing  
Labrum  
Partial resection



#### **Schultergelenk**

Acromioplastik  
Teilsynovektomie  
Knorpelglättung  
Tenotomie

#### **Shoulder joint**

Acromioplasty  
Partial synovectomy  
Cartilage smoothing  
Tenotomy

# BiVac

REGER Medizintechnik GmbH  
Gewerbestraße 10  
78667 Villingendorf  
Tel +49 741 270 698-0  
[www.reger-med.de](http://www.reger-med.de)  
[info@reger-med.de](mailto:info@reger-med.de)



**REGER**  
+ medizintechnik