

SWITZERLAND
DR MEDICAL
for your arthroscopy solution



DR Shaver Blades & Burs

DR Medical Katalog
V. 1.002 DE/EN IND B

DR Medical AG
Weissensteinstrasse 26
CH-4503 Solothurn
SWITZERLAND

T. + 41 32 621 60 01
F. + 41 32 621 60 02
info@dr-medical.ch
www.dr-medical.ch

SWITZERLAND
DR MEDICAL 
for your arthroscopy solution

DR Shaver Blades & Burs



Unsere DR SHAVER BLADES & BURS zeichnen sich aus durch:

- Sehr gute Schneideeigenschaften
- Gut sitzende Kupplungen
- Kurze Operationszeiten
- Verschiedene Längen: 85, 130, 155 und 174mm
- In gerader oder 15° gebogener Geometrie erhältlich
- Biegbare Blades
- Einweg und wiederverwendbare Blades & Burs
- Erhältlich in steriler Ausführung

DR WAVE CUTTER®

DR WAVE CUTTER® mit einer Doppelschneide ist in der Lage, große Gewebemengen effektiv und effizient zu entfernen.

DR PIT BULL® - Patentierte Qualität

DR PIT BULL® mit 3 Doppelschneiden, der Allrounder für Knochen und Weichteile. Für das Bursa und die Entfernung von Kreuzbandresten. In vielen Fällen kann bei der Verwendung eines DR PIT BULL auf einen Fräser / Bur verzichtet werden. Die attraktive Lösung für sauberes, schnelles und effektives Arbeiten. Zwei in einem, Sie sparen Zeit und Geld.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

DR BARREL BUR® & DR ROUND BUR® sind am Kopf und im Innenohr mit Ceratitan beschichtet (eine antibakterielle Keramik-Beschichtung). Mit dieser Beschichtung haben Sie eine ausserordentliche Schnittqualität sowie eine sehr gute Schnittleistung und einen starken Kontrast bei der Visualisierung. Mit den zwei Ansaugfenstern wird im Normalfall die Entstehung eines Schneesturm vermieden.

All unsere DR Shaver Blades & Burs werden in der Schweiz hergestellt - Swiss Made 

Our DR SHAVER BLADES & BURS distinguish themselves by:

- Very good cutting qualities
- Well-fitting couplings
- Short operation times
- Different lengths: 85, 130, 155 and 174mm
- In straight or 15° of crooked geometry available
- Flexible blades
- Disposable and reusable Blades & Burs
- Available in sterile version

DR WAVE CUTTER®

DR WAVE CUTTER® with a double edge is able to remove big tissue amounts effectively and efficiently.

DR PIT BULL® - Patented quality

DR PIT BULL® with 3 double blades, the allrounder for bones and soft parts. For the Bursa and for removing of cruciate ligament rests. In many cases the use of the Shaver Bur and the Acromionizer can be dispensed. The attractive solution for a clean, quick and effective work. Two in one, you save time and money.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

DR BARREL BUR® & DR ROUND BUR® are coated in the head and in the inner ear with Ceratitan (an anti-bactericidal ceramic coating). With this coating you can expect outstanding cut quality as well as a very good cutting result and a strong contrast with the visualisation. With two suction windows, the appearance of blizzards are avoided.

All our DR Shaver Blades & Burs are manufactured in our headquarters in Switzerland, 100 % Swiss Made 

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit Vimex Barracuda Handstück
Compatible with Vimex Barracuda handpiece

Beschreibung Description	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung Blue plastic coupling	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück Disposable sterile packed in box of 5 pieces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	029.801.230	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	029.301.231	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	029.301.230	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	029.101.230	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	029.201.230	DRVI
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	029.301.240	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.240	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	029.201.240	DRVI
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	029.701.240	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	029.101.236	DRVI
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	029.301.340	DRVI
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.241	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	029.101.242	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	029.101.250	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	029.101.251	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	139.100.220	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	129.100.220	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	129.200.220	DRVI
Metallkupplung Silber Metal coupling Silver	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück Disposable sterile packed in box of 5 pieces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	029.801.030	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	029.301.030	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	029.301.031	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	029.101.030	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	029.201.030	DRVI
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	029.301.047	DRVI
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	029.301.040	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.040	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	029.201.040	DRVI
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	029.701.040	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	029.101.036	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	029.201.043	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	029.101.037	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	029.201.037	DRVI
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	029.301.140	DRVI
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.041	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	029.101.042	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	029.101.050	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	029.101.051	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	139.100.020	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	139.200.020	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	139.100.021	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	129.100.020	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	129.200.020	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	129.100.021	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	129.200.021	DRVI
Metallkupplung Gold Metal coupling with golden surface	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück Reusable sterile packed in box 1 piece			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	029.101.528	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	029.201.528	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.538	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	029.201.538	DRVI
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	029.701.538	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	029.101.535	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	029.201.535	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.534	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	139.100.519	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	139.200.519	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	129.100.519	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	129.200.519	DRVI
Gold 10 x wiederverwendbar Gold 10 x Reusable				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)

(1 Double blade)



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)


(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)

(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



Unsere DRVI DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Vimex Handstücken passend. Die Firma Vimex Sp. z.o.o. ist ein von DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Our DRVI DR SHAVER BLADES & BURS are used for the application with Vimex handpieces. The company Vimex Sp. z.o.o. is an of DR MEDICAL AG independent company.

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit Vimex Handstück (Standard) - DROR

Compatible with VIMEX Handpiece (standard) - DROR



Beschreibung Description	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung <i>Blue plastic coupling</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box of 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	027.801.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	027.301.231	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	027.301.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.230	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.240	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.236	DROR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.340	DROR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.241	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.242	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.250	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.251	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.220	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.220	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.220	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.220	DROR
Metallkupplung Silber <i>Metal coupling Silver</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box of 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	027.801.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	027.301.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	027.301.031	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.030	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	027.301.047	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.040	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.036	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	027.201.043	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	027.101.037	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	027.201.037	DROR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.140	DROR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.041	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.042	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.050	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.051	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.020	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.020	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	137.100.021	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.020	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.020	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	127.100.021	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	127.200.021	DROR
Metallkupplung Gold <i>Metal coupling with golden surface</i>	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück <i>Reusable sterile packed in box 1 piece</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.528	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.528	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	027.101.535	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	027.201.535	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.534	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.519	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.519	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.519	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.519	DROR
Gold 10 x wiederverwendbar <i>Gold 10 x Reusable</i>				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)

(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)

(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DROR DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Vimex Handstücken passend. Die Firma Vimex Sp. z o.o. ist ein von DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Our DROR DR SHAVER BLADES & BURS are used for the application with Vimex handpieces. The company Vimex Sp. z o.o. is an of DR MEDICAL AG independent company.

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit Arthrex Handstück
Compatible with Arthrex handpiece

Beschreibung Description	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung <i>Blue plastic coupling</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box of 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	023.801.230	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	023.301.231	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	023.301.230	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	023.101.230	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	023.201.230	DRAR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	023.301.240	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.240	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	023.201.240	DRAR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	023.701.240	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	023.101.236	DRAR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	023.301.340	DRAR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.241	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	023.101.242	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	023.101.250	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	023.101.251	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	133.100.220	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	133.200.220	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	123.100.220	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	123.200.220	DRAR
Metallkupplung Silber <i>Metal coupling Silver</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box of 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	023.801.030	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	023.301.030	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	023.301.031	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	023.101.030	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	023.201.030	DRAR
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	023.301.047	DRAR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	023.301.040	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.040	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	023.201.040	DRAR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	023.701.040	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	023.101.036	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	023.201.043	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	023.101.037	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	023.201.037	DRAR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	023.301.140	DRAR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.041	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	023.101.042	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	023.101.050	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	023.101.051	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	133.100.020	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	133.200.020	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	133.100.021	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	123.100.020	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	123.200.020	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	123.100.021	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	123.200.021	DRAR
Metallkupplung Gold <i>Metal coupling with golden surface</i>	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück <i>Reusable sterile packed in box 1 piece</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	023.101.528	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	023.201.528	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.538	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	023.201.538	DRAR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	023.701.538	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	023.101.535	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	023.201.535	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.534	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	133.100.519	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	133.200.519	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	123.100.519	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	123.200.519	DRAR
Gold 10 x wiederverwendbar <i>Gold 10 x Reusable</i>				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)
(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)
(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DRAR DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Arthrex Handstücken passend. Die Firma Arthrex Inc. ist ein von DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Our DRAR DR SHAVER BLADES & BURS are uses for the application with Arthrex handpieces. The company Arthrex Inc. is an of DR MEDICAL AG independent company.

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit Smith & Nephew Dyonics Handstück
Compatible with Smith & Nephew Dynoics handpiece

Beschreibung Description	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung <i>Blue plastic coupling</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box of 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	021.801.230	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	021.301.231	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	021.301.230	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	021.101.230	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	021.201.230	DRSN
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	021.301.240	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.240	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	021.201.240	DRSN
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	021.701.240	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	021.101.236	DRSN
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	021.301.340	DRSN
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.241	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	021.101.242	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	021.101.250	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	021.101.251	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	131.100.220	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	131.200.220	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	121.100.220	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	121.200.220	DRSN
Metallkupplung Silber <i>Metal coupling Silver</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box of 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	021.801.030	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	021.301.030	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	021.301.031	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	021.101.030	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	021.201.030	DRSN
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	021.301.047	DRSN
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	021.301.040	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.040	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	021.201.040	DRSN
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	021.701.040	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	021.101.036	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	021.201.043	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	021.101.037	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	021.201.037	DRSN
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	021.301.140	DRSN
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.041	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	021.101.042	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	021.101.050	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	021.101.051	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	131.100.020	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	131.200.020	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	131.100.021	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	121.100.020	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	121.200.020	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	121.100.021	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	121.200.021	DRSN
Metallkupplung Gold <i>Metal coupling with golden surface</i>	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück <i>Reusable sterile packed in box 1 piece</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	021.101.528	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	021.201.528	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.538	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	021.201.538	DRSN
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	021.701.538	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	021.101.535	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	021.201.535	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.534	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	131.100.519	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	131.200.519	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	121.100.519	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	121.200.519	DRSN
Gold 10 x wiederverwendbar <i>Gold 10 x Reusable</i>				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)

(1 Double blade)



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)

(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)

(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DRSN DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Smith & Nephew Handstücken passend. Die Firma Smith+Nephew plc ist ein von DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Our DRSN DR SHAVER BLADES & BURS are used for the application with Smith & Nephew handpieces. The company Smith+Nephew plc is an of DR MEDICAL AG independent company.

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit FMS, Conmed Linvatec Handstück
Compatible with FMS, Conmed Linvatec handpiece

Beschreibung Description	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung Blue plastic coupling	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück Disposable sterile packed in box of 5 pieces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	020.801.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	020.301.231	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	020.301.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.230	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.240	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.236	FMS
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.340	FMS
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.241	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.242	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.250	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.251	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.220	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.220	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.220	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.220	FMS
Metallkupplung Silber Metal coupling Silver	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück Disposable sterile packed in box of 5 pieces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	020.801.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	020.301.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	020.301.031	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.030	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	020.301.047	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.040	FMS
DR PIT BULL CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.036	FMS
DR PIT BULL CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	020.201.043	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	020.101.037	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	020.201.037	FMS
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.140	FMS
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.041	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.042	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.050	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.051	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.020	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.020	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	130.100.021	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.020	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.020	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	120.100.021	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	120.200.021	FMS
Metallkupplung Gold Metal coupling with golden surface	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück Reusable sterile packed in box 1 piece			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.528	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.528	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	020.101.535	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	020.201.535	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.534	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.519	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.519	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.519	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.519	FMS
Gold 10 x wiederverwendbar Gold 10 x Reusable				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)

(1 Double blade)



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)

(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)

(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere FMS DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Johnson+Johnson oder Conmed (Linvatec) Arthroskopiesystemen und Handstücken passend. Die Firmen Johnson+Johnson Inc. und Conmed (Linvatec) Corp. sind von DR MEDICAL AG unabhängige Unternehmen.

Our FMS DR SHAVER BLADES & BURS are used for the application with Johnson+Johnson or CONMED Linvatec arthroscopic shaver systems and hand pieces. The companies Johnson+Johnson and CONMED Cooperation Inc. are of DR MEDICAL AG independent company.

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit Stryker Handstück
Compatible with Stryker handpiece

Beschreibung Description	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung Blue plastic coupling	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück Disposable sterile packed in box of 5 pieces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	022.801.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	022.301.231	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	022.301.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.230	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.240	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.236	DRST
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.340	DRST
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.241	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.242	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.250	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.251	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.220	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.220	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.220	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.220	DRST
Metallkupplung Silber Metal coupling Silver	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück Disposable sterile packed in box of 5 pieces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	022.801.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	022.301.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	022.301.031	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.030	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	022.301.047	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.040	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.036	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	022.201.043	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	022.101.037	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	022.201.037	DRST
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.140	DRST
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.041	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.042	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.050	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.051	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.020	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.020	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	132.100.021	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.020	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.020	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	122.100.021	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	122.200.021	DRST
Metallkupplung Gold Metal coupling with golden surface	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück Reusable sterile packed in box 1 piece			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.528	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.528	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	022.101.535	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	022.201.535	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.534	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.519	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.519	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.519	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.519	DRST
Gold 10 x wiederverwendbar Gold 10 x Reusable				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)

N



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)
(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)
(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DRST DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Stryker Handstücken passend. Die Firma Stryker Corp. ist ein von DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Our DRST DR SHAVER BLADES & BURS are used for the application with Stryker handpieces. The company Stryker Corp. is an of DR MEDICAL AG independent company.

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit Wolf Handstück
Compatible with Wolf handpiece

Beschreibung <i>Description</i>	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung <i>Blue plastic coupling</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box to 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	025.801.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	025.301.231	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	025.301.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.230	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.240	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.236	DRWO
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.340	DRWO
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.241	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.242	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.250	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.251	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.220	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.220	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.220	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.220	DRWO
Metallkupplung Silber <i>Metal coupling Silver</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box to 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	025.801.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	025.301.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	025.301.031	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.030	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	025.301.047	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.040	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.036	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	025.201.043	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	025.101.037	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	025.201.037	DRWO
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.140	DRWO
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.041	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.042	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.050	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.051	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.020	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.020	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	135.100.021	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.020	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.020	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	125.100.021	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	125.200.021	DRWO
Metallkupplung Gold <i>Metal coupling with golden surface</i>	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück <i>Reusable sterile packed in box 1 piece</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.528	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.528	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	025.101.535	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	025.201.535	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.534	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.519	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.519	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.519	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.519	DRWO
Gold 10 x wiederverwendbar <i>Gold 10 x Reusable</i>				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)

(1 Double blade)



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)


(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)

(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DRWO DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Wolf Handstücken passend. Die Firma Richard Wolf GmbH ist ein von DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Our DROR DR SHAVER BLADES & BURS are used for the application with Wolf handpieces. The company Richard Wolf GmbH is an of DR MEDICAL AG independent company.

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit Storz Handstück
Compatible with Storz handpiece

Beschreibung Description	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung <i>Blue plastic coupling</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box to 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	026.801.230	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	026.301.231	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	026.301.230	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	026.101.230	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	026.201.230	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	026.301.240	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.240	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	026.201.240	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	026.701.240	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	026.101.236	DRSZ
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	026.301.340	DRSZ
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.241	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	026.101.242	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	026.101.250	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	026.101.251	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	136.100.220	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	136.200.220	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	126.100.220	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	126.200.220	DRSZ
Metallkupplung Silber <i>Metal coupling Silver</i>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück <i>Disposable sterile packed in box to 5 pieces</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	026.801.030	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	026.301.030	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	026.301.031	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	026.101.030	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	026.201.030	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	026.301.047	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	026.301.040	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.040	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	026.201.040	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	026.701.040	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	026.101.036	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	026.201.043	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	026.101.037	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	026.201.037	DRSZ
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	026.301.140	DRSZ
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.041	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	026.101.042	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	026.101.050	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	026.101.051	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	136.100.020	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	136.200.020	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	136.100.021	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	126.100.020	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	126.200.020	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	126.100.021	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	126.200.021	DRSZ
Metallkupplung Gold <i>Metal coupling with golden surface</i>	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück <i>Reusable sterile packed in box 1 piece</i>			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	026.101.528	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	026.201.528	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.538	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	026.201.538	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	026.701.538	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	026.101.535	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	026.201.535	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.534	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	136.100.519	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	136.200.519	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	126.100.519	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	126.200.519	DRSZ
Gold 10 x wiederverwendbar <i>Gold 10 x Reusable</i>				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)

(1 Double blade)



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)


(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)

(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DRSZ DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Storz Handstücken passend. Die Firma Karl Storz SE & Co. KG ist ein von DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Our DRSZ DR SHAVER BLADES & BURS are used for the application with Storz handpieces. The company Karl Storz SE & Co. KG is an of DR MEDICAL AG independent company.

DR SHAVER BLADES & BURS

Kompatibel mit FMS Nextra Handstück
Compatible with FMS Nextra handpiece



Beschreibung Description	Ø (mm)	L (mm)	Ref	Hub
Blaue Kunststoffkupplung Blue plastic coupling	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück Disposable sterile packed in box to 5 pieces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	024.801.230	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	024.301.231	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	024.301.230	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	024.101.230	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	024.201.230	DRNX
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	024.301.240	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.240	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	024.201.240	DRNX
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	024.701.240	DRNX
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	024.101.236	DRNX
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	024.301.340	DRNX
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.241	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	024.101.242	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	024.101.250	DRNX
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	024.101.251	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	134.100.220	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	134.200.220	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	124.100.220	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	124.200.220	DRNX
Metallkupplung Silber Metal coupling Silver	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück Disposable sterile packed in box to 5 pieces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	024.801.030	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	024.301.030	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	024.301.031	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	024.101.030	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	024.201.030	DRNX
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	024.301.047	DRNX
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	024.301.040	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.040	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	024.201.040	DRNX
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	024.701.040	DRNX
DR PIT BULL CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	024.101.036	DRNX
DR PIT BULL CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	024.201.043	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	024.101.037	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	024.201.037	DRNX
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	024.301.140	DRNX
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.041	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	024.101.042	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	024.101.050	DRNX
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	024.101.051	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	134.100.020	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	134.200.020	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	134.100.021	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	124.100.020	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	124.200.020	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	124.100.021	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	124.200.021	DRNX
Metallkupplung Gold Metal coupling with golden surface	Wiederverwendbar steril verpackt in Box 1 Stück Reusable sterile packed in box 1 piece			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	024.101.528	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	024.201.528	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.538	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	024.201.538	DRNX
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	024.701.538	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	024.101.535	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	024.201.535	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.534	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	134.100.519	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	134.200.519	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	124.100.519	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	124.200.519	DRNX
Gold 10 x wiederverwendbar Gold 10 x Reusable				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)

(1 Double blade)



DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit großem Fenster)

(3 Double blades with big window)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)

(3 Double blades with small window)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DRNX DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit Johnson & Johnson hergestellten Arthroskopie-Shaversystemen bzw. Handstücken passend. Die Firma Johnson & Johnson Inc. ist ein von DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Our DRNX DR SHAVER BLADES & BURS are used for the application with Johnson & Johnson shaver systems and handpieces. The company Johnson & Johnson Inc. is an of DR MEDICAL AG independent company.

DR Bending Tool für DR Bending Pit Bull

Ref . 020.101.103



Der DR Bending Pit Bull® pat. Ø3 mm wird im geraden Zustand geliefert und kann mithilfe des DR Bending Tools in jede gewünschte Richtung gebogen werden.

The DR Bending Pit Bull® pat. Ø3 mm is delivered in the straight state and can be bent with the help of DR Bending Tools in every desired direction.

Beschreibung

- 3 verschiedene Winkel 35°, 45° und 60°
- DR Bending Pit Bull in das DR Bending Tool einführen
- In die gewünschte Form biegen

Description

- 3 different radials 35°, 45° and 60°
- Put the DR Bending Pit Bull into the DR Bending Tool
- Bend it into the required shape



Der DR Bending Pit Bull® erreicht durch seine Biegsamkeit Stellen, die sonst schlecht zugänglich wären.

The DR Bending Pit Bull® reaches places by his pliability, which would be usually badly accessible.

DR Bending Pit Bull®

Ref siehe DR Shaver Blades & Burs

Länge	130 mm
Durchmesser	3 mm
Ausführung	Blau Kunststoffkupplung & Metallkupplung Silber
Verpackungsgröße / Box zu 5 Stück steril	

DR Bending Pit Bull

Length	130mm
Diameter	3 mm
Versions	Blue silver plastic coupling & metal coupling
Packing size	5 pcs. sterile



**WRIST /
HANDGELENK:**

DR WAVE CUTTER
ø 2.0 mm L: 85 mm
ø 3.0 mm L: 85 mm

DR PIT BULL
ø 3.0 mm L: 85 mm

**SHOULDER /
SCHULTER:**

DR PIT BULL
ø 4.0 mm L: 130 mm

DR PIT BULL
ø 5.0 mm L: 130 mm

DR BARREL BUR
ø 4.0 mm L: 130 mm

DR BARREL BUR
ø 5.5 mm L: 130 mm

**ELBOW /
ELLBOGEN:**

DR WAVE CUTTER
ø 2.0 mm L: 85 mm
ø 3.0 mm L: 85 mm

DR PIT BULL
ø 3.0 mm L: 85 mm

**HIP /
HÜFTE:**

DR PIT BULL
ø 4.0 mm L: 130 mm/155 mm

DR PIT BULL
ø 5.0 mm L: 130 mm/155 mm

DR PIT BULL CONCAVE 15 °
ø 4.0 mm L: 174 mm

DR PIT BULL CONCAVE 15 °
ø 5.0 mm L: 155 mm/174 mm

DR ROUND BUR
ø 4.0 mm L: 174 mm

DR ROUND BUR
ø 5.5 mm L: 174 mm

DR BARREL BUR
ø 4.0 mm L: 174 mm

**KNEE /
KNIE:**

DR BENDING PIT BULL
ø 3.0 mm L: 130 mm

DR ROUND BUR
ø 4.0 mm L: 130 mm

DR PIT BULL
ø 3.0 mm L: 130 mm

DR PIT BULL
ø 4.0 mm L: 130 mm

DR PIT BULL
ø 5.0 mm L: 130 mm

**HOCK /
SPRUNGGELENK:**

DR WAVE CUTTER/DR PIT BULL
ø 2.0 mm L: 85 mm
ø 3.0 mm L: 85 mm

SWITZERLAND

DR MEDICAL⁺

for your arthroscopy solution

DR Medical Katalog
V. 1.002 DE/EN IND B

DR Medical AG
Weissensteinstrasse 26
CH-4503 Solothurn
SWITZERLAND

T. + 41 32 621 60 01
F. + 41 32 621 60 02
info@dr-medical.ch
www.dr-medical.ch

SWITZERLAND

DR MEDICAL⁺

for your arthroscopy solution